



OFTALMOSCÓPIO

BINOCULAR INDIRECTO | Tecnologia LED

IBI



eyetec.com.br

Há quase 30 anos somos fascinados por dominar tecnologias e criar produtos inovadores e confiáveis que atendem todas as suas expectativas sempre com respeito as pessoas e ao meio ambiente.

eyetec[®]
tecnologia para a vida

OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO

Há quase três décadas como único fabricante na América Latina de Oftalmoscópio Binocular Indireto, a Eyetec é atualmente líder em vendas com 3 modelos disponíveis:

OBI LED

Fonte de parede com fio e iluminação LED.



ANVISA: 80042559010

OSF 1.0

Bateria fixa no capacete, sem fio e iluminação LED.



ANVISA: 80042559009

OBI OSF

Bateria fixa e sobressalente, indicador de carga e LED.



ANVISA: 80042559012

Os três modelos possuem mecanismos reforçados que garantem controles macios e precisos para ajustes suaves de todos seus movimentos, além de um capacete leve e confortável. Somente a Eyetec como fabricante oferece assistência técnica preventiva e corretiva permanente, garantindo assim soluções rápidas e com baixo custo.

ESPELHO DE ENSINO



LED



LENTE 20D



MALETA



EYECAM

Sistema de vídeo para OBI Eyetec, podendo ser acoplado em qualquer um dos nossos modelos atuais disponíveis. Economia de tempo e praticidade ao realizar o mapeamento auxiliado por software. Os vídeos são gravados no computador ou no cartão de memória para análises posteriores. Os desenhos e anotações podem ser feitas diretamente no software.



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Faixa interpupilar (dP):	48 - 75 mm
Diâmetro mínimo de pupila:	2 mm
Potência luminosa:	Aprox. 3100 Lux em 30 cm
3 tamanhos de Spots:	Pequeno, médio e grande
Filtros integrados:	Vermelho, azul cobalto e branco
LED:	2,38 W
Tecnologia Wireless:	OSF 1.0 - OBI OSF
Fonte de parede:	OBI LED
Cores:	Branco 5600K / Amarelo 3000K
Exclusiva maleta de transporte incluso em todos os modelos	